

MEDICAL CARE SPRAY

FØRSTEHJELP VED TERMISKE BRANNSKADER, ØYNE- OG SÅRSKADER

Medical Care Spray er en egenutviklet førstehjelpsspray som optimaliserer behandlingen fra skadeforekomst til sluttbehandling på sykehus. Produktet er beregnet for behandling av termiske brannskader over hele kroppen, samt øyne- og sårskader.

MULIGE TERMISKE BRANNSKADER

En termisk brannskade oppstår på grunn av at varme, fra varme gjenstander eller væsker, forplanter seg gjennom lag av huden, og så lenge denne energien er til stede vil skaden forverres.

BEHANDLING AV BRANNSKADER

Gjennom sprøyting over det skadde området med en forstøvet spraytåke som absorberer varmen, vil omfanget av skaden reduseres og smerten avtar. Desto mindre og flere dråper, desto bedre er absorpsjonskapasiteten. Væsken bør ikke være for kald, dvs. under 10 °C, for risikoen er da at blodkarene trekker seg sammen og kjøleeffekten uteblir. Temperaturen av væsken bør heller ikke være altfor høy, dvs. over 25 °C da smertelindringen vil utebli.

BEHANDLING AV ØYESKADER

I tilfelle partikler (støv/smuss) kommer i øynene, er det også viktig å så fort som mulig skylle bort partikler med en øyevask, slik at disse ikke skader hornhinnen og øyet blir betent.

PRODUKTER

Medical Care Spray består av en sprayenhet som gir en meget finfor-

delt spraytåke, som effektivt kjøler ned det skadde området, og væskeposer med sterilt isotonisk saltvann (NaCl) 0,9 %.

MÅLRETTET BEHANDLING

Med Medical Care Spray kan behandlingen enkelt rettes mot det skadde området. Med kjøling bare av det berørte området, minimeres risikoen for nedkjøling.

ÅPEN BEHANDLING

Spraytåken medfører en åpen behandling, i motsetning til varmeabsorberende bandasjer, som ikke bør brukes ved store skader på grunn av risikoen for nedkjøling, hvis kjemikalier kan være involvert er det også en risiko for at kjemikalier stenges inne.


ETTERBEHANDLING AV BRANNSKADER FRA VARME KJEMIKALIER

Ved brannskader forårsaket av varme kjemikalier bør Diphoterine® eller Hexafluorine® brukes først. Medical Care Spray er et viktig tillegg i etterkant av behandlingen av en kjemikaliebrannskade, forårsaket av oppvarmede eller varme kjemikalier.



HURTIGFAKTA

For behandling av brannskader, øyne- og sårskader.

 CE-merket medisin-
teknisk produkt.

Etter standard EN15154-3/4.

Samme behandling på ulykkesstedet som på sykehuset.

Er en åpen og målrettet behandling som motvirker hypotermi.

Behandlingen kan utføres fra en hvilken som helst vinkel, og fortsette gjennom hele forflytningen, f.eks. under transport til sykehuset.

“DE FLESTE ULYKKER
SKJER IKKE, VI LAR
DEM SKJE...”



Produktet er tilgjengelig i forskjellige utførelser som passer ditt arbeidsmiljø: bærbar eller veggmontert, og med eller uten oppvarming. Se eksempel på neste side. For mer info: www.medicalcare.se

MEDICAL CARE SPRAY

PRODUKTOVERSIKT



MEDICAL CARE 1

Art. nr 0401

Skulderveske i vevet plast som inneholder 1 stk. spraymunnstykke, 1L skyllevæske, slangeklemme og en øyekopp. Leveres med veggholder. Behandlingstid ca. 20 min. Produktet på bildet er utstyrt med en flaske Diphoterine (selges separat).



MEDICAL CARE 2/6

Art. nr 9802/1206

Bærbar førstehjelpsveske. Veggmontering er inkludert. Inneholder 1 stk. spray munnstykke, 2x1L skyllevæske, slangeklemme og øyekopp. Medical Care 2 inneholder også førstehjelpsbandasje og saks. Behandlingstid om 2x20min. Produktet på bildet er utstyrt med en flaske Diphoterine for behandling av skader forårsaket av kjemikaliesprut (selges separat).



MEDICAL CARE 3

Art. nr 9503

Veggfast førstehjelpsskap med støvdeksel. Inneholder 1 stk. spraymunnstykke, 2x1L skyllevæske, slangeklemme og øyekopp. Behandlingstid om 2x20min.



MEDICAL CARE 4

Art. nr 0204

Bærbar førstehjelpsskap i aluminium med innebygd varmeelement for kulde i inne- eller utendørs miljøer. Veggmontering er inkludert. Inneholder 1 stk. spraymunnstykke, 2x1L skyllevæske, slangeklemme og øyekopp. Behandlingstid om 2x20min. Termostaten holder temperaturen på mellom 25 og 35 grader. Mulig å koble til 12 V uttak eller 230 V via medfølgende omformer.



MEDICAL CARE BEHANDLINGSSPRAY

Art. nr 0950-1

Sprøytedysen selges også separat, til ambulanser og sykehus i en steril pakke og inneholder spray, slange, innstikks spiss og slangeklemme som passer med væskeposer som ambulanser og sykehus allerede bruker.



MEDICAL CARE SPRAYBOKS

Art. nr 0160

Spray flaske inneholder 200 ml isotonisk saltvann 9 mg/ml, og er først og fremst beregnet for behandling av øyet og sårskader, f.eks. for å skylle sårene rene og fjerne smuss i øynene. Behandling kan skje i hvilken som helst vinkel. Veggmontering er valgfritt.

TILBEHØR OG RESERVEDELER

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|--------------|
| Medical Care veggholder for 200 ml sprayboks | Veggholder 1x200 ml svart Veggpanel 3x200 ml grønn | Art.nr: 0171 Art.nr: 0170 | Medical care spray uten slange | Deler for utskifting / Reservedeler | Art.nr: 0950 |
| Medical care Ladepanel | Veggpanel for plassering på lades-tasjoner. Plass for hansker, briller, forkle | Art.nr: 9655 | Medical Care væske 2x1L med slange | Deler for utskifting / Reservedeler | Art.nr: 0322 |
| Medical care lås MC3 | Reservedeler til Medical Care 3 kabinett | Art.nr: 9703 | Medical care Øyekopp | Deler for utskifting / Reservedeler | Art.nr: 0325 |
| Medical care Lærhylster til 200 ml sprayboks | Lærhylster for Medical Care Sprayboks 1x200 ml | Art.nr: 0365 | Medical care sett | Utskiftingssett med spraymunnstykke, 2x væske, øyekopp | Art.nr: 0340 |



Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen.

Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se